


## Provtagningsanvisning U-kortisol/U-kreatinin-kvot

Remiss	<a href="#">Remiss urinanalyser</a>
Provtagning	<p>Rent tätslutande plaströr utan tillsats</p>  <p>Provet bör vara morgonurin taget under lugna förhållanden hemma.</p>
Provmängd	1 ml
Provmärkning	Märk rör med patient-ID, t.ex. journalnummer eller djurets namn.
Förvaring	Urin förvaras vid 4-8°C. Vid längre tids förvaring kan urinen frysas.
Hållbarhet	9 dagar i rumstemperatur.
Transport	Skicka provrören i provrörshylsor.
Svarstid	Analysen utförs dagligen.
Övrig upplysning	